

Компания ООО «ТИРИТ» (эксклюзивный представитель KRUSS в России)
приглашает принять участие в семинаре

Тензиометры и анализаторы поверхностей KRUSS

Семинар состоится **6-7 мая 2015 года**
в офисе компании ТИРИТ по адресу:
г. Москва, ш. Энтузиастов, д.7а (бизнес-центр Максима Плаза)
Ведущий семинара: **д-р Роберт Минх (KRUSS)**

Программа семинара:

6 мая (день первый)

- 11.00** – Приборы для измерения краевого угла серии DSA
Модельный ряд. Дополнительные модули и опции. Отличие от конкурентов
- 12.00** – Портативный анализатор поверхности MSA
Программа для анализа краевого угла и обработки результатов ADVANCE
- 13.00** – *Кофе-брейк*
- 13.30** – Практические примеры исследования различных образцов
Что важнее: краевой угол или свободная энергия поверхности?
- 15.00** – Ответы на вопросы. Исследование образцов гостей, пришедших на семинар
Будут показаны приборы: DSA100E с камерой высокого давления, DSA25E, MSA



7 мая (день второй)

- 11.00** – Тензиометры по методу отрыва кольца или пластины (серия К)
Модельный ряд. Опции. Отличие от конкурентов
- 12.00** – Тензиометры для анализа динамического поверхностного натяжения
Тензиометр BP50. Сравнение динамических и статических методов анализа
- 13.00** – *Кофе-брейк*
- 13.30** – Практические примеры исследования различных образцов
Анализ смачиваемости порошков по методу Вашбурна
- 15.00** – Ответы на вопросы. Исследование образцов гостей, пришедших на семинар
Будут показаны тензиометры: K100, K20, BP50



Участие в семинаре бесплатное!

Предварительная запись обязательна.

Для регистрации просим подтвердить свое участие по электронной почте info@tirit.org,
указав Название компании, ФИО, Контактный телефон, Область интересов.
(в день семинар при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности)

Регистрация на семинар заканчивается 27 апреля.
Количество мест ограничено.

*В случае возникновения вопросов, обращайтесь в офис компании ТИРИТ
по телефону (495) 223-18-03 (Марина, Анна)*